


1. Dental Finder Free のインストール

Dental Finder Free をインストールする手順を以下に示す。


- (1) DentalFinderFreeV1.01.zip をダウンロードします。
- (2) Zip ファイルを解凍します。



- (3) setup.bat をダブルクリックします。

DentalFinderFreeV1.0 が既にインストールされている方は、そのまま続けてください。
DentalFinderFreeV1.0 がインストールされていない方は、「(6)」から続けてください。

(4) アンインストールの確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。




インフォメーション

コンピュータへの変更許可を求めるダイアログが表示されますが、「はい」を選択してインストールを進めて下さい。

注意

「いいえ」をクリックすると、アンインストールが終了します。(アンインストールされません。)引き続き、DentalFinderFreeV1.01 のインストール実施有無を確認されます。「はい」をクリックすると、インストールが始まりますが、以下のメッセージが表示されインストールされません。




(5) アンインストールが始まります。




正常終了します。

(6) DentalFinderFreeV1.01 のインストールの実行の確認があります。「はい」をクリックします。




(7) インストーラが起動します。[次へ]をクリックします。



注意

キャンセルをクリックすると、インストールが終了します。(インストールされません。)

(8) インストールフォルダ選択画面が表示されます。




[次へ]ボタンをクリックします。

インフォメーション

変更したい場合、そのディレクトリを指定します。

(9) インストール確認画面が表示されます。




[次へ]ボタンをクリックして、インストールを開始します。
インストールが完了するまで少し待ちます。

インフォメーション

コンピュータへの変更許可を求めるダイアログが表示されますが、「はい」を選択してインストールを進めて下さい。

(10) インストール完了画面が表示されます。



[閉じる]ボタンをクリックします。

注意

起動した際、画面が見切れる場合は、解像度が 1024 × 768 より低い解像度に設定されています。

対処方法としては、windows の画面で右クリックした際に表示されるメニューから、ディスプレイの設定を選択し、「ディスプレイの解像度」または「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を変更して、1024 × 768 が表示できる設定にしてください。

インフォメーション

インストールでは、以下のファイルが保存されます。

- ・システムの実行に必要なファイル一式
- ・操作マニュアル
- ・sample データ